


التمرين 14

www.pc-lycee.com



نطبق بواسطة مولد GBF توترا متناوبا جيبييا بين مربيطي

راسم التذبذب ، فنحصل على الرسم التذبذي التالي :

الحساسية الأفقية : 2ms/cm .

الحساسية الرأسية : 2V/cm .

1. حدد القيمة القصوى U_m والقيمة الفعالة U_e للتوتر المتناوب الجيبي.

2. أحسب الدور T ثم استنتج التردد f .

Mohammed Sobhi